


25mm/s AC50Hz+EMG25Hz+DFT0.67Hz

AUTO 10mm/mV

10mm/mV

10mm/mV



10mm/mV




80mmx20m-30m

10mm/mV



10mm/mV



2024-03-11 12:16

ID : _____
Nom : _____
Sexe : _____
Taille: _____ cm
SYS : _____ mmHg
DIA : _____ mmHg

FC [bpm]
Intervalle PR [ms]
Durée P [ms]
Durée QRS [ms]
Durée T [ms]
QT/QTc [ms]
Axe P/QRS/T [deg]
R(V5)/S(V1) [mV]
R(V5)+S(V1) [mV]

10mm/mV

10mm/mV

2024-03-11 12:16

<< Conclusions >>

ID : _____
Nom : _____
Sexe : _____ Âge : _____
Taille : _____ cm Poids : _____ kg
SYS : _____ mmHg
DIA : _____ mmHg

FC [bpm] : _____
Intervalle PR [ms] : _____
Durée P [ms] : _____
Durée QRS [ms] : _____
Durée T [ms] : _____
QT/QTc [ms] : _____
Axe P/QRS/T [deg] : _____
R(V5)/S(V1) [mV] : _____
R(V5)+S(V1) [mV] : _____

Presence d'une bague

Médecin _____