

**Nom** BANGOURA  
**Prénom** NANA  
**Né le** 01/01/2000  
**Age** 25 Ans  
**Genre** Féminin  
**ID** 345  
**Taille** 165 cm  
**Poids** 93 kg  
**Valeurs prédictes** Eccs/Zapletal  
**Opérateur** admin admin

**Adresse**  
**Exposition**  
**Profession** AIDE FERRAILEUR  
**Entreprise** GPC  
**Service**  
**Fumeur** Non fumeur  
**Groupe ethnique** Origine africaine  
**Prescripteur:**  
**Smoking Pack Years :** 0



**Fim medical**  
51 rue Primat  
+33 (0)4 72 34 89 89  
+33(0)4 72 33 43 51

**Conclusion:** Interprétation CVF Médecine du travail : Tendance d'un trouble ventilatoire restrictif.



Version du logiciel embarqué : V01.02.00

Température ambiante : 27,2 °C

Numéro de série : 253566

Pression atmosphérique : 100,8 kPa

Prochaine date de vérification usine : samedi 11 avril 2026 Humidité : 50 %



| Nom                | Courbe n°1           | Courbe n°2           | Courbe n°3<br>(Validée) | Courbe n°4           | Prédits              | % Prédits |
|--------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|----------------------|----------------------|-----------|
| CVF                | 2,01 L               | 2,34 L               | 2,47 L                  | 2,32 L               | 3,28 L               | 75,30 %   |
| VEMS               | 1,95 L               | 2,34 L               | 2,47 L                  | 2,32 L               | 2,86 L               | 86,36 %   |
| DEP                | 6,39 L/s             | 7,59 L/s             | 7,80 L/s                | 7,57 L/s             | 7,22 L/s             | 108,03 %  |
| VEMS/CVF           | 97,01 %              | 100,00 %             | 100,00 %                | 100,00 %             | 84,30 %              | 118,62 %  |
| Durée d'expiration | 1,67 s               | 0,92 s               | 0,92 s                  | 1,04 s               | -                    |           |
| DEMM               | 4,23 L/s             | 4,18 L/s             | 4,60 L/s                | 3,89 L/s             | 4,14 L/s             | 111,11 %  |
| DEMM/CVF           | 2,10 s <sup>-1</sup> | 1,79 s <sup>-1</sup> | 1,86 s <sup>-1</sup>    | 1,68 s <sup>-1</sup> | 1,10 s <sup>-1</sup> | 169,09 %  |
| DE75               | 6,38 L/s             | 6,41 L/s             | 7,24 L/s                | 6,67 L/s             | 6,28 L/s             | 115,29 %  |
| DE50               | 4,44 L/s             | 4,24 L/s             | 5,18 L/s                | 3,97 L/s             | 4,57 L/s             | 113,35 %  |
| DE25               | 2,46 L/s             | 2,61 L/s             | 2,84 L/s                | 2,18 L/s             | 2,21 L/s             | 128,51 %  |

Signature du patient:

SpirowinExpert - v03.01.00

Signature de l'opérateur:

Copyright 2015-2020 - FIM MEDICAL - (+33) 4 72 34 89 89 - (+33) 4 72 33 43 51