

**Nom CISSE**  
**Prénom N'FALY**  
**Né le** 22/09/1986  
**Age** 39 Ans  
**Genre** Masculin  
**ID** 20  
**Taille** 179 cm  
**Poids**  
**Valeurs prédictes** Eccs/Zapletal  
**Opérateur** admin admin

**Adresse**  
**Exposition**  
**Profession** OPERATEUR  
**Entreprise** SOGETRAC  
**Service**  
**Fumeur** Non fumeur  
**Groupe ethnique** Origine africaine  
**Prescripteur:**  
**Smoking Pack Years :** 0



**Fim medical**  
 51 rue Primat  
 +33 (0)4 72 34 89 89  
 +33(0)4 72 33 43 51

**Conclusion:** Interprétation CVF Médecine du travail : Spirométrie normale



Version du logiciel embarqué : V01.02.00

Température ambiante : 26,6 °C

Numéro de série : 253566

Pression atmosphérique : 102,9 kPa

Prochaine date de vérification usine : samedi 11 avril 2026 Humidité : 52 %



| Nom                | Courbe n°1           | Courbe n°2           | Courbe n°3<br>(Validée) | Prédits              | % Prédits |
|--------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|----------------------|-----------|
| CVF                | 3,00 L               | 2,34 L               | 3,79 L                  | 4,31 L               | 87,94 %   |
| VEMS               | 2,91 L               | 2,17 L               | 3,40 L                  | 3,55 L               | 95,77 %   |
| DEP                | 7,52 L/s             | 7,08 L/s             | 9,06 L/s                | 9,48 L/s             | 95,57 %   |
| VEMS/CVF           | 97,00 %              | 92,74 %              | 89,71 %                 | 80,23 %              | 111,82 %  |
| Durée d'expiration | 1,56 s               | 9,88 s               | 1,97 s                  | -                    |           |
| DEMM               | 3,41 L/s             | 3,66 L/s             | 3,78 L/s                | 4,50 L/s             | 84,00 %   |
| DEMM/CVF           | 1,14 s <sup>-1</sup> | 1,56 s <sup>-1</sup> | 1,00 s <sup>-1</sup>    | 0,91 s <sup>-1</sup> | 109,89 %  |
| DE75               | 6,18 L/s             | 6,70 L/s             | 7,07 L/s                | 8,17 L/s             | 86,54 %   |
| DE50               | 5,23 L/s             | 2,58 L/s             | 4,13 L/s                | 5,23 L/s             | 78,97 %   |
| DE25               | 2,90 L/s             | 2,70 L/s             | 2,03 L/s                | 2,31 L/s             | 87,88 %   |

Signature du patient:

SpirowinExpert - v03.01.00

Signature de l'opérateur: